

SARS-CoV-2 ulkoisen laadunarvioinnin kierros

Labquality järjestää ulkoisen laadunarviointikierroksen SARS-CoV-2 analytiikkaa tekeville laboratorioille. Uusi yhdistelmäkierros sisältää erilliset tuotteet molekyyli diagnostiikkaan ja serologisille testeille. Osallistujat voivat tilata tarpeen mukaan joko molemmat tai ainoastaan toisen tuotteen.

Kierrosohjelma

SARS-CoV-2 kierros on tarkoitettu kliinisille laboratorioille sekä vieritestiyksiköille. Tulosten arviointi on kvalitatiivinen (pos/neg). Järjestämme vuonna 2020 neljä SARS-CoV-2 kierrosta. Ensimmäinen ja toinen kierros ovat pilottikierroksia, ja ne järjestetään touko-kesäkuussa rajatulle osallistujamäärälle. Varsinaiset kierrokset järjestetään syyskuussa ja marraskuussa.

Tuotteet

- 5676 SARS-CoV-2, nukleiinihapon osoitus

2 - 3 SARS-CoV-2 pos/neg EQA näytettä joko liukoisessa muodossa tai näytetikussa. Näytteet käsitellään käytössä olevan testin ohjeiden mukaisesti. Näytteet sisältävät virusgenomin kaikki sekvenssit ja simuloi potilasnäytteitä. Näytteet soveltuvat kaikille NHO testeille. Näytteet ovat ei-infektiivisiä ja stabiileja.
- 5677 SARS-CoV-2, vasta-aineiden osoitus

2 - 3 Anti-SARS-CoV-2 IgA/IgG/IgM pos/neg EQA näytettä (n. 0.4 - 0.5 ml/näyte). Näytteet ovat yksiluovuttaja/näytepoolia ja matriisina humaniseerumi/-plasma.

Rekisteröityminen

Pilottikierros on nyt täynnä (30.4.2020). Rekisteröityminen syyskuun ja marraskuun varsinaisille kierroksille on avoinna niin kauan kuin näytteitä riittää. Olkaa hyvä ja rekisteröitykää LabScalan kautta.

Lisätietoa

Heidi Berghäll,
Tuotekehityspäällikkö
heidi.berghall@labquality.fi
+358 50 356 0503

Marsa Järvenpää,
EQA-koordinaattori
marsa.jarvenpaa@labquality.fi
+358 9 8566 8200